

PRØVETAKINGS- PROSEDYRER

for rusmiddelanalyser i hår:

Medisinske og sanksjonære prøver (jf. veileder IS-2231)



Avdeling for klinisk farmakologi
har utarbeidet et eget prøvetakingssett
som må benyttes til sanksjonære prøver.

Alt prøvetakingsutstyr kan
bestilles på tlf. 72 82 91 00
eller på www.stolav.no/farma



2 cm / 30 mg



4 cm / 60 mg



5 cm / 75 mg

Spesielt for sanksjonære prøver

- Prøvetaker og prøvegiver bekrefter at prøvetakingen har skjedd etter gjeldende retningslinjer ved å signere i rubrikken sanksjonære prøver etter IS-2231.
- For å kunne bekrefte rusmiddelfunn, bør det sendes minst 15 mg hår per cm i hver konvolutt (se bilder).
- Prøvekonvoluttene forsegles med forseglingsetikettene under påsyn av prøvegiver.
- Etikett festes på rekvisisjonen nederst i høyre hjørne.

Forsendelse

- Rekvisisjon og hårprøve legges i fraktkonvolutten som lukkes/ forsegles og sendes Avdeling for klinisk farmakologi.

For mer informasjon se: www.stolav.no/farma

AVDELING FOR KLINISK FARMAKOLOGI

Besøksadresse: Teknostallen, Professor Brochs gt. 6

Postadresse: St. Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

Telefon: 72 82 91 00

klinisk.farmakologi@stolav.no • www.stolav.no/farma

Identifikasjon

- Bekreft prøvegivers identitet.
- Fyll ut opplysninger om rekvirenten oppe til venstre på rekvisisjonen.
- Fyll ut opplysninger om prøvegiver oppe til høyre på rekvisisjonen.
- Fyll ut opplysninger på hårkonvolutten.
- Før på rekvisisjonen dersom prøven er tatt andre steder enn hode (armhule, underarm etc.).

Informasjon

- Kryss av for korrekt prøvemateriale på rekvisisjonen.
- Kryss av for ønskede analyser (analysepakke eller enkeltanalyser). Alkohol og cannabis analyseres ikke i hår.
- Før på rekvisisjonen hvor langt tilbake i tid hårprøven ønskes analysert.
- Opplys om eventuell kjemisk hårbehandling siste halve året.

Legemidler

- Før opp alle legemidler, både faste og sporadisk, inntatt det siste året.

Hårprøvetaking

- Vask hendene før prøvetakingen.
- Saksen skylles i vann, vaskes med sprit og tørkes godt.
- Et felt bak hvert øre klippes så nær hodebunnen som mulig. Bruk gjerne hyssing som bindes rundt hårbunten før klipping, se bilde.
- Legg hårprøvene i konvoluttene som vist på bildet.



For å unngå at annen bruk av saksen skal påvirke prøven, skal den skylles i vann og vaskes med sprit før prøvetaking.



Hårprøven tas fra området bak øret. Bruk gjerne hyssing som bindes rundt hårbunten før klipping.



Bildet viser anbefalt hårmengde tilsvarende 15 mg per cm.

(Lengde: 3 cm, Vekt: 45 mg)



Hårprøven legges nederst i konvolutten i anvist vekstretning.